

CHIRURGIE-SET

REGENERATION

Kortikalbohrer (UNIQUE™ Implant)

Ø	Ref. Code
Ø3.75	543700C
Ø4.2	544200C
Ø4.7	544700C
Ø5.3	545300C

Gewindebohrer (SMART™ Implant)

Ø	Ref. Code
Ø3.75	533700B
Ø4.2	534200B
Ø4.7	534700B
Ø5.3	535300B

Parallele Stifte - Richtungsindikatoren

Ø	Ref. Code
Ø2.0	522020P
Ø3.3	523300P
Ø3.75	523700P
Ø4.2	524200P
Ø4.7	524700P
Ø5.3	525300P

Handgriff

Ref. Code
561001H

Drehmoment-Ratsche

Ref. Code
561000T

Ratschenadapter

für Einbringinstrumente	Ref. Code
	KIN554018A
für gerade Schraubaufbauten	Ref. Code
	KIN554019A

CHIRURGIE

Markierungsbohrer

Ref. Code
511818D

Schaftverlängerung

Ref. Code
512020H

Pilotbohrer


Länge	Ø	Ref. Code
L: 6	2.0	512006D
L: 8		512008D
L: 10		512010D
L: 11.5		512011D
L: 13		512013D
L: 16		512016D

Ø	Ref. Code
Ø2.4/2.8	512428D
Ø2.8/3.2	512832D
Ø3.2/3.6	523236D
Ø3.6/4.0	523640D
Ø4.0/4.5	524045D
Ø4.5/5.0	524550D

Spiralbohrer

Ø	Ref. Code
Ø2.4/2.8	512428D
Ø2.8/3.2	512832D
Ø3.2/3.6	523236D
Ø3.6/4.0	523640D
Ø4.0/4.5	524045D
Ø4.5/5.0	524550D

Ø	Ref. Code
Ø2.4/2.8	512428D
Ø2.8/3.2	512832D
Ø3.2/3.6	523236D
Ø3.6/4.0	523640D
Ø4.0/4.5	524045D
Ø4.5/5.0	524550D



*Die Abbildungen hier können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

EINHEILUNG und ABDRUCKNAHME

Heilkappen

Gingiva-höhe	NP	RP
3	213630N	214530N
5	213650N	214550N
7	213670N	214570N

Abdruckpfosten

geschlossener Abdruck

Länge	NP	RP
9	303600N	304500N
13	PIC303613N	PIC304513N

offener Abdruck

Länge	NP	RP
9	303600N	304500N
13	PIC303613N	PIC304513N

Heilkappe für Schraubaufbauten

Ref. Code
331030U

Analog

Ref. Code
321000N
321001R



Produktbroschüre Vol.01



notchimplant.de

NOTCH IMPLANT GmbH

Zum Schnüffel 6
58540 Meinerzhagen
Germany

+49 2354 778 9224

info@notchimplant.de

notchimplant.de



UNIQUE™

Länge	Ø	Ref. Code
8	3.3	123308N
10		123310N
11.5		123311N
13		123313N
16		123316N

SMART™

Länge	Ø	Ref. Code
8	3.3	113308N
10		113310N
11.5		113311N
13		113313N
16		113316N

SHORT™

Länge	Ø	Ref. Code
8	3.3	113308N
10		113310N
11.5		113311N
13		113313N
16		113316N

DUAL AUFBAUTEN

	Ø	Gingiva-höhe	Stifthöhe	Ref. Code
	4.5	1.5	6	224515N
		3.0		224530N
	4.5	4.5	6	224545N
		3.0		224530R
		4.5		224545R
	5.5	1.5	6	225515R
		3.0		225530R
		4.5		225545R
	6.0	1.5	6	226015R
		3.0		226030R
		4.5		226045R

Abdeckschraube

Ref. Code 203358N | Ref. Code 203858R

Aufbauschraube

Ref. Code 341610U | Ref. Code 342010U

Aufbauschraube für gewinkelte Schraubaufbauten

Ref. Code 341611U | Ref. Code 342011U

Prothetikschräube

Ref. Code 341410U

ESTHETIC AUFBAUTEN

ESTHETIC Aufbau - gerade

	Ø	Gingiva-höhe	Stifthöhe	Ref. Code
	4.5	1.5	5	230015N
		3.0		230030N
	4.5	4.5	5	230045N
		3.0		230030R
		4.5		230045R
	5.5	1.5	5	230115R
		3.0		230130R
		4.5		230145R

ESTHETIC Aufbau - gewinkelt

	Winkel	Gingiva-höhe	Stifthöhe	Ref. Code
	15°	1.5	5	231515N
		3.0		231530N
	25°	4.5	5	231545N
		1.5		232515N
		3.0		232530N
	15°	1.5	5	231515R
		3.0		231530R
		4.5		231545R
	25°	1.5	5	232515R
		3.0		232530R
		4.5		232545R



Alle in diesem Katalog angegebenen Maße sind in Millimetern.

MULTI UNIT - SCHRAUBAUFBATEN

Schraubaufbau - gerade

	Gingiva-höhe	Ø	Ref. Code
	1.5	4.8	260015N
	2.5		260025N
	3.5	4.8	260035N
	2.5		260025R
	3.5		260035R
	1.5	4.8	260015R
	2.5		260025R
	3.5		260035R
	4.5	4.8	260045R
	2.5		260025R
	3.5		260035R

Schraubaufbau - gewinkel

	Winkel	Gingiva-höhe	Ø	Ref. Code
	17°	2.7	4.8	261727N
		3.5		261735N
	30°	3.5	4.8	263035N
		4.0		263040N
	17°	2.7	4.8	261727R
		3.5		261735R
		3.5		263035R
	30°	3.5	4.8	263035R
		4.0		263040R
		4.0		263040R

Provisorischer Aufbau

Ref. Code 270400U

Prothetikaufbau (ausbrennbar)

Ref. Code 505811U

PROVISORISCHE AUFBAUTEN

Aufbau für temporäre Sofortversorgung

	Ø	Gingiva-höhe	Stifthöhe	Ref. Code
	3.5	1.5	5	270115N
		3.0		270130N
	3.9	1.5	5	270115R
		3.0		270130R
		3.0		270130R

Provisorischer Aufbau (mit Verdrehsicherung)

	Ø	Gingiva-höhe	Stifthöhe	Ref. Code
	4	1.5	5	270215N
		1.5		270215N
	4.5	1.5	5	270215R
		3.0		270230R
		3.0		270230R

Provisorischer Aufbau (ohne Verdrehsicherung)

	Ø	Gingiva-höhe	Stifthöhe	Ref. Code
	4	1.5	5	270315N
		1.5		270315N
	4.5	1.5	5	270315R
		3.0		270330R
		3.0		270330R

DIGITAL

Titan-Klebebasen (mit Verdrehsicherung)

	Ø	Gingiva-höhe	Stifthöhe	Ref. Code
	4	0.7	4.3	420710N
		2.5		422510N
	4.5	0.7	4.3	420710R
		2.5		422510R
		2.5		422510R

Titan-Klebebasen (ohne Verdrehsicherung)

	Ø	Gingiva-höhe	Stifthöhe	Ref. Code
	4	0.7	4.3	420700N
		2.5		422500N
	4.5	0.7	4.3	420700R
		2.5		422500R
		2.5		422500R

Vorgefrästes Abutment


	Ø	Typ*	Länge	Ref. Code
	11,5	A	19,3	432011N
		B		442011N
	11,5	A	19,3	432011R
		B		442011R
		B		442011R

*Typ A steht für europäische Verbindung.
Typ B steht für nicht-europäische Verbindung.

Klebebasis für Schraubaufbauten



Scanbody (Implantatebene – Intraoral)



Digital Analog (Modell)



Scanbody für Schraubaufbauten (Aufbau-Ebene – Intraoral)



Digital Analog für Schraubaufbauten (Modell)




Kugelaufbau

Gingiva-höhe	Ref. Code	NP	RP
		Ref. Code	Ref. Code
1.0	240010N		240010R
2.0	240020N		240020R
3.0	240030N		240030R
4.0	240040N		240040R
5.0	240050N		240050R
6.0	240060N		240060R

Locataraufbau

Gingiva-höhe	Ref. Code	NP	RP
		Ref. Code	Ref. Code
1.0	250010N		250010R
2.0	250020N		250020R
3.0	250030N		250030R
4.0	250040N		250040R
5.0	250050N		250050R
6.0	250060N		250060R



Abdruckkappe

Analog



Werkzeug zum Einsetzen und Entfernen der Retentionseinsätze

Retentionseinsatz für Kugelaufbauten

Farbe	Retention	Ref. Code
Grün	Elastic	AOD240140G
Gelb	Extra weich	AOD240140Y
Rosa	Weich	AOD240140P
Transparent	Standart	AOD240140C
Schwarz (Lab. Cap)	-	AOD240140B
Metallgehäuse	-	AOD240040M
Schutzscheibe	-	AOD240140D
eine Packung elastischer Kappen	Multi	AOD240000P

Befestigung für Locator

Typ	Farbe	Retention	Ref. Code
mit Stift	Gelb	Extra weich	AOD260140Y
	Rosa	Weich	AOD260140P
	Transparent	Standart	AOD260140C
	Violett	Hart	AOD260140V
ohne Stift	Gelb	Extra weich	AOD250140Y
	Rosa	Weich	AOD250140P
	Transparent	Standart	AOD250140C
	Violett	Hart	AOD250140V
Schwarz (Lab. Cap)	-	-	AOD250140B
	-	-	AOD250140M
	-	-	AOD250140D
	-	-	AOD250000P

System	Produkt	Ref. Code
Locataraufbauten	Abdruckkappe	PLI381010S
	Analog	321005N
Kugelaufbauten	Abdruckkappe	PBI381010S
	Analog	321003N